

## A-Detect™

COVID-19 Rychlý  
Test na Slinné Antigeny

CE




Rychle  
Jednoduchý  
Cenově dostupné  
Výsledky za 15 minut



# A-Detect™ CE

## Metoda odběru vzorků



Odstraňte obal z testovací soupravy a sundejte víčko

Umístěte absorpční tampon pod jazyk na 2 minuty.

Po vyjmutí držte testovací soupravu ve svislé poloze (s tampónovou částí směrem dolů) a nechte sliny pohybovat nahoru, dokud nedosáhnou nebo se nepohnou nad čarou C. Nasadte zpět víčko a položte testovací soupravu na rovný povrch.

Po 15 minutách se zobrazí výsledky. Výsledky interpretujte podle diagramu výsledků testů, který je součástí balení testovací sady.



Edoceo Devices je oficiálním distributorem a strategickým partnerem společnosti Ningbo Beautiful Life Medical Biotechnology Development Co., Ltd.